



POLTRONE RELAX PROMOZIONALI

Vanitosona

Restyling della classica poltrona Berger, si distingue per l'equilibrio delle forme e l'eleganza delle proporzioni.





Relax Totale



Posizione di totale estensione della poltrona per raggiungere la funzione letto.



Posizione TV



Posizione che grazie all'apertura della sola pедiera permette una comoda visione della tv.



Alzapersona



Grazie alla funzione LIFT, è possibile il sollevamento della seduta. Questa posizione aiuta l'utilizzatore in caso di difficoltà motoria.





Posizione di seduta standard



Posizione con tavolino optional
(senza braccioli)



Posizione sotto tavolo
(senza braccioli)

Vanitosona è disponibile con braccioli estraibili. Funzione che permette alla poltrona di essere utilizzata come normale seduta di un tavolo da pranzo. La poltrona può essere accessoriata con tavolino mobile.



Nebbia

Grandi superfici morbide e confortevoli, linee classiche, ampia spalliera e braccioli accoglienti, tutti elementi che fanno di questa poltrona il top delle soluzioni relax.





Relax Totale



Posizione di totale estensione della poltrona per raggiungere la funzione letto.

Posizione TV



Posizione che grazie all'apertura della sola pediera permette una comoda visione della tv.

Alzapersona



Grazie alla funzione LIFT, è possibile il sollevamento della seduta. Questa posizione aiuta l'utilizzatore in caso di difficoltà motoria.



L'optional KIT BATTERIA, permette l'utilizzo della poltrona anche lontano dalle prese elettriche, garantendo 60 cicli completi dei movimenti. Il pratico jack posizionato nel retro della poltrona facilita l'azione di ricarica.



Posizione di seduta standard



Posizione con tavolino optional
(senza braccioli)



Posizione sotto tavolo
(senza braccioli)

Nebbia è disponibile con braccioli estraibili. Funzione che permette alla poltrona di essere utilizzata come normale seduta di un tavolo da pranzo. La poltrona può essere accessoriata con tavolino mobile.




Matik

Disegnata per raggiungere la massima ergonomia, la poltrona Matik accompagna il corpo ottenendo un comfort adeguato per ogni esigenza di relax e riposo.





Relax Totale



Posizione di totale estensione della poltrona per raggiungere la funzione letto.

Posizione TV



Posizione che grazie all'apertura della sola pедiera permette una comoda visione della tv.

Alzapersona



Grazie alla funzione LIFT, è possibile il sollevamento della seduta. Questa posizione aiuta l'utilizzatore in caso di difficoltà motoria.



Con l'optional ZERO GRAVITY, la meccanica delle nostre poltrone è in grado di sollevarsi di 12 cm nella parte anteriore permettendo, in posizione di riposo, di sollevare le gambe e migliorare la circolazione sanguigna.



COMFORT SIZE è un cuscino optional, applicabile sui modelli: Batik, Velvet e Denim, per variare la lunghezza di seduta di 4 cm e garantire all'utilizzatore un comfort su misura.



Posizione di seduta standard



Posizione con tavolino optional (senza braccioli)



Posizione sotto tavolo (senza braccioli)

Matik è realizzata di serie con braccioli estraibili. Funzione che permette alla poltrona di essere utilizzata come normale seduta di un tavolo da pranzo. La poltrona può essere accessoriata con tavolino mobile.




Easy Slim

Modello realizzato con misure contenute e con spalliera ampia ed avvolgente. **Easy Slim** è caratterizzata da uno stile casual e versatile che si adatta con personalità ad ogni ambiente.





Relax Totale



Posizione di totale estensione della poltrona per raggiungere la funzione letto.



Posizione TV



Posizione che grazie all'apertura della sola pediera permette una comoda visione della tv.



Alzapersona



Grazie alla funzione LIFT, è possibile il sollevamento della seduta. Questa posizione aiuta l'utilizzatore in caso di difficoltà motoria.





Mimì

Elegante, contenuta nelle forme e costruita in modo modulare per assicurare maggiore versatilità. Mimì risponde con stile e carattere alle necessità di una poltrona sanitaria.





Relax Totale



Posizione di totale estensione della poltrona per raggiungere la funzione letto.



Posizione TV



Posizione che grazie all'apertura della sola pediera permette una comoda visione della tv.



Alzapersona



Grazie alla funzione LIFT, è possibile il sollevamento della seduta. Questa posizione aiuta l'utilizzatore in caso di difficoltà motoria.





Posizione di seduta standard



Posizione con tavolino optional
(senza braccioli)



Posizione sotto tavolo
(senza braccioli)

Mirò è realizzata di serie con braccioli estraibili. Funzione che permette alla poltrona di essere utilizzata come normale seduta di un tavolo da pranzo. La poltrona può essere accessoriata con tavolino mobile.



Jeans

Elegante ed ergonomica, la poltrona **Jeans** si completa con i soffici braccioli. La forma accompagna il corpo ottenendo un comfort adeguato per ogni esigenza di relax e riposo.





Relax Totale



Posizione di totale estensione della poltrona per raggiungere la funzione letto.



Posizione TV



Posizione che grazie all'apertura della sola pедiera permette una comoda visione della tv.



Alzapersona



Grazie alla funzione LIFT, è possibile il sollevamento della seduta. Questa posizione aiuta l'utilizzatore in caso di difficoltà motoria.



TAVOLE TECNICHE




Vanitosona

dispositivo medico

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento in Tessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.

Versioni:

Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore



OPTIONAL	Roller System	Kit 5 Vibro	Kit Batteria 60 Cicli	Doppia Tavoletta	Zero Gravity	Copripoltrone	Maniglione	BF 15	Braccioli Estraibili	Tavolino




Nebbia

dispositivo medico

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento in Tessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.

Versioni:

Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore



OPTIONAL	Roller System	Kit Batteria 60 Cicli	Doppia Tavoletta	Zero Gravity	Copripoltrone	Maniglione	Braccioli Estraibili	Tavolino




Matik

dispositivo medico

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento in Tessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.

Versioni:

Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore



OPTIONAL	Roller System	Kit Batteria 60 Cicli	Doppia Tavoletta	Zero Gravity	Copripoltrone	Comfort Size	Tavolino

DI SERIE	Braccioli Estraibili







Easy

dispositivo medico

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento in Tessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.

Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore



OPTIONAL	Roller System	Kit 5 Vibro	Kit Batteria 60 Cicli	Doppia Tavoletta	Zero Gravity	Copripoltrone	Maniglione	BF 15





Mirò

dispositivo medico

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento in Tessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.

Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore



OPTIONAL	Roller System	Kit Batteria 60 Cicli	Doppia Tavoletta	Zero Gravity	Copripoltrone	Maniglione	BF 15	Tavolino




Denim

dispositivo medico

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento in Tessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.

Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore



OPTIONAL	Roller System	Kit Batteria 60 Cicli	Doppia Tavoletta	Zero Gravity	Copripoltrone	Comfort Size

